


Muutos Likvorin spektri (2664 Li-Spektri) -pyyntöpakettien tarroissa 18.4.2017 alkaen

Tarramuutos

Likvorin spektri (**Li-Spektri, KL 2664**) -tutkimuksen pyyntöpakettissa käytettyjen likvoritarrojen määrä kasvaa uuteen laboratoriotietojärjestelmään siirtymisen vuoksi. Muutoksen jälkeen Li-Spektri-pyyntöpakettiin tulostuu **kaksi tarraa** (Li-Spektri ja Li-Prot) likvorinäytteelle ja yksi tarra seerumitutkimuksia varten.

Molemmat likvoritutkimusten tarrat kiinnitetään samaan likvoriputkeen poikittain.



Näytteenotto-ohje pysyy ennallaan. **Selkäydinnestettä 1,5 ml (Li-Spektri ja Li-Prot)** ja **0,5 ml seerumia (S -Bil ja S -Prot)**. Tutkimukseen käytetään likvorinäytteenoton viimeinen putki. Ks. tarkemmin HUSLABin Ohjekirjasta.

Meilahden sairaala-alueen ulkopuolelta lähetettävät näytteet tulee suojata valolta erityisen tarkasti (tumma putki, jonka päällä folio). Näytteen voi lähettää huoneenlämmössä, jos se on perillä 1 vrk kuluessa, muuten on järjestettävä kylmälähetys.

Tiedustelut

Annukka Mäki, kemisti, puh. 050 427 9201

Allekirjoitukset

Timo Kouri
osastonylilääkäri
HUSLAB
Automaatiolaboratorio

puh 050 427 1252

Annukka Mäki
kemisti
HUSLAB
Automaatiolaboratorio

puh. 050 427 9201

Lotta Joutsu-Korhonen
vs. ylilääkäri
HUSLAB
Kliininen kemia ja hematologia
puh. 050 427 2402