

## Plasman bilirubiini (4592 P -Bil) -tutkimuksen viitealaraja poistuu 7.6.2017

<b>Tutkimus</b>	4592	P -Bil	P -Bilirubiini
<b>Asia</b>	Viitearvomuuutos		
<b>Johdanto</b>	Bilirubiinimenetelmän versiopäivityksen yhteydessä yhdenmukaistetaan viitearvojen ilmoittaminen. Tämän johdosta pääasiallisesta viiteryhmästä ”alkaan 1 kk” poistetaan viitealaraja ja otetaan käyttöön pelkkä viiteyläraja 20 µmol/l. Samalla menetelmän alin vastattava tulos nousee 5 µmol/l:iin. Muilta osin tutkimuksen tiedot pysyvät ennallaan eikä menetelmän päivitys vaikuta tulostasoon.		
<b>Viitearvot</b>	<i>0 - 1 vrk.....alle 100 µmol/l</i> <i>2 - 6 vrk.....alle 200 µmol/l</i> <i>7 - 20 vrk.....alle 100 µmol/l</i> <i>21 - 30 vrk.....alle 50 µmol/l</i> <i>alkaan 1 kk .....alle 20 µmol/l</i>		
<b>Tiedustelut</b>	kemisti Mia Sneck, mia.sneck@hus.fi, 050 427 1548, lääkäri Anna Lempiäinen, anna.lempiainen@hus.fi, 040 641 1470		
<b>Allekirjoitukset</b>	Mia Sneck kemisti HUSLAB Automaatiolaboratorio  puh. 050 427 1548	Anna Lempiäinen erikoislääkäri HUSLAB Automaatiolaboratorio  puh. 040 641 1470	Lotta Joutsi-Korhonen, vs. linjajohtaja HYKS, HUSLAB Kliininen kemia ja hematologia puh. 050 427 2402