

Verenkuvatutkimuksen osatutkimuksen B -Erblast herkkyystaso paranee ja vastauskäytäntö muuttuu 27.6.2017 alkaen

Tutkimus	2475	B -PVK+TKD	B -Perusverenkuva, leukosyyttien erittelylaskenta, koneellinen	
Osatutkimus	8518	B -Erblast	B -Erytroblastit, absoluuttiset, automaattidiffi	
Asia	B -PVK+TKD tutkimuksen osatutkimuksen B -Erblast herkkyystaso paranee ja vastauskäytäntö muuttuu 27.6.2017 alkaen. Uusi herkkyystaso on 0,00 x 10E9/l. Näytteissä, joissa on hyvin vähäinen määrä erytroblasteja (verenkuva-analysaattorin antama tulos 0,01 - 0,04 x 10E9/l), tulos ilmoitetaan < 0,05 x 10E9/l.			
Tiedustelut	lääkäri Päivi Helminen-Pacius, paivi.helminen-pacius@hus.fi, puh. ks. alla			
Allekirjoitukset	Päivi Helminen-Pacius erikoislääkäri	Katariina Alagrund kemisti	Lotta Joutsu-Korhonen vs. ylilääkäri, linja-johtaja	
	HUSLAB Kliininen kemia ja hematologia puh. 050 427 0475	HUSLAB Kliininen kemia ja hematologia puh. 050 427 2475	HUSLAB Kliininen kemia ja hematologia puh. 050 427 2402	