

Kätilöopiston laboratoriossa muutamille potilaille vastattu liian matalia erytroblastituloksia (B -Erblast) 2.3. – 16.5.2017 tietojärjestelmän asetusvirheen vuoksi

Tutkimukset	8518	B -Erblast	B -Erytroblastit, absoluuttiset, automaattidiffi (<i>osatutkimus, joka ei ole erikseen tilattavissa, vaan on osa seuraavia tilattavia pakettitutkimuksia</i>):
	2475	B -PVK+TKD	B -Perusverenkuva, leukosyyttien erittelylaskenta, koneellinen
	8178	B -PVKTKDR	B -Perusverenkuva, leukos. kon.eritt., trombos. ja retikulos.

Asia Pienelle osalle verenkuvanäytteitä on vastattu liian matalia **erytroblastituloksia (B -Erblast)** tietojärjestelmän asetusvirheestä johtuen. Virhe koskee Kätilöopiston sairaalan laboratoriossa 2.3. – 16.5.2017 analysoituja näytteitä, yhteensä 512 näytettä, joista virhe todellisuudessa on vaikuttanut arviolta vain muutamien näytteen (<1% näytteistä) em. osatutkimukseen. Ko. näytteet on pääasiassa otettu Oulunkylän terveysasemalla tai Kätilöopiston sairaalan laboratoriossa.

Virhe koskee niitä näytteitä, joissa erytroblasteja on todellisuudessa ollut välillä 0,3 – 2,9 x 10⁹/l, mutta jotka on vastattu 0,1 x todellinen tulos eli alle 0,3 x 10⁹/l. Selvästi korkeat (B -Erblast ≥ 3,0 x 10⁹/L) näytteet on vastattu oikein.

Virheellinen Erblast-tulos ei ole vaikuttanut vastasyntyneiden leukosyyttitulokseen.

Pahoittelemme virhettä ja siitä mahdollisesti aiheutunutta haittaa.

Yhteyshenkilöt kemisti Pasi Nokelainen, pasi.nokelainen@hus.fi, 050 428 7808
lääkäri Päivi Helminen-Pacius, paivi.helminen@hus.fi, 09 471 71370,
050 427 0475

Allekirjoitukset	Pasi Nokelainen kemisti HUSLAB Kätilöopiston sairaalan laboratorio puh. 050 428 7808	Päivi Helminen-Pacius erikoislääkäri HUSLAB Kliininen kemia ja hematologia puh. 050 427 2475	Lotta Joutsu-Korhonen ylilääkäri, linjajohtaja vs. HUSLAB Kliininen kemia ja hematologia puh. 050 427 2402
-------------------------	---	---	---