

## Sukupuolihormoneja sitova globuliini (2737 S -SHBG) menetelmä ja viitearvot muuttuvat 6.7.2017 alkaen

### Menetelmämuutos

HUSLAB-talon Automaatiolaboratorio laajentaa edelleen tuotantoaan seerumin sukupuolihormoneja sitova globuliini (2737 S -SHBG) -määrityksellä 6.7.2017 alkaen.

Samalla tulostaso ja viitevälit muuttuvat. Uudella määrittämenetelmällä saadut pitoisuudet ovat **10-20 % suurempia** kuin aiemmat pitoisuudet. Korrelaatio menetelmien välillä on hyvä ( $R^2=0.991$ ). Uudet viitevälit perustuvat menetelmävalmistajan aineistoon.

### Viitevälit

Ryhmä	2.5-97.5% Viiteväli (nmol/l)	Vanha viiteväli (nmol/l)
Naiset yli 18v (n=152)	12-137 (mediaani 48)	19-101
Miehet yli 18v (n=167)	11-78 (mediaani 30)	10-42

### Teksti

Päivittäin

### Tiedustelut

HUSLAB Asiakasneuvonta, puh. 09 471 72579, arkisin klo 07.30 – 15.30

### Allekirjoitukset

Henrik Alfthan  
kemisti  
HUSLAB  
Erikoiskemia  
puh. 050 427 1547

Mikko Anttonen  
erikoistuva lääkäri  
HUSLAB  
Erikoiskemia ja  
Automaatiolaboratorio  
puh. 050 464 4654

Lotta Joutsu-Korhonen  
vs. ylilääkäri, linjajohtaja  
HUSLAB  
Kliininen kemia ja  
hematologia  
puh. 050 427 2402