

Likvorin IgG-indeksi (3450 Li-IgG-Ind) menetelmä muuttuu 11.6.2018

Asia	<p>Likvorin IgG-indeksi -tutkimuksen menetelmä muuttuu. Tutkimuksen osatutkimuksissa on tulostasoeroja vanhan ja uuden menetelmän välillä, mikä aiheuttaa noin -15 % tasoeron Li-IgG-indeksin tuloksiin. Yksittäisen potilaan seurantatulokset voi poiketa muutoksesta johtuen +/- 30% suuntaan tai toiseen.</p> <p>Viite- ja päätösrajat pysyvät ennallaan (viiterajat kaikki 0.34-0.6; keskushermostoperäiseen IgG-synteesiin viittaava varmistusraja noin 1.0).</p>		
Tiedustelut	<p>oyl Timo Kouri, puh. 050 427 1252, timo.kouri@hus.fi</p> <p>kemisti Mia Sneck, puh. 050 427 1548, mia.sneck@hus.fi</p>		
Allekirjoitukset	<p>Mia Sneck sairaalakemisti HUSLAB Kliininen kemia ja näytteenotto- ja tutkimuspalvelut puh. 050 427 1548</p>	<p>Timo Kouri osastonylilääkäri HUSLAB Kliininen kemia ja hematologia puh. 050 427 1252</p>	<p>Lotta Joutsen-Korhonen ylilääkäri HUSLAB Kliininen kemia ja näytteenotto- ja tutkimuspalvelut puh. 050 427 2402</p>