

U -MygeNhO -tutkimuksen käyttöönotto ja muutokset -MygeNhO -tutkimuksen näytteenottoputkeen, menetelmään, tekopaikkaan ja hintaan 16.7.2018

Asia	Menetelmämuutos		
Tutkimukset	21507	U -MygeNhO	U -Mycoplasma genitalium, nukleiinihappo (kval)
	6195	-MygeNhO	-Mycoplasma genitalium, nukleiinihappo (kval)
Johdanto	<p>Mycoplasma genitaliumin nukleiinihaponosoituksen menetelmä muuttuu 16.7.2018 lähtien. Menetelmämuutoksen myötä otetaan käyttöön M.genitalium nukleiinihaponosoitus ensivirtsanäytteestä (U -MygeNhO 21507) ja kotiutetaan M.genitalium nukleiinihaponosoitus tikkunäytteestä (-MygeNhO 6195). Tutkimuksia varten näytteet otetaan Aptima -näyteputkiin (ks. alla, tilattavissa Immuno Diagnostic Oy). Viruskuljetusnesteeseen tai steriiliin keittosuolaliuokseen otetut näytteet eivät sovellu analyysiin. Kotiuttamisen myötä -MygeNhO -tutkimuksen hinta laskee.</p>		
Menetelmä	Transkriptiovälitteinen monistus (TMA)		
Näyte	<p>2 ml ensivirtsaa, Aptima Urine Specimen -putki (U -MygeNhO 21507)</p> <p>Tikkunäyte, Aptima Unisex Swab Specimen Collection Kit (-MygeNhO 6195)</p> <p>Näytteenottoputket tilataan ilman erillistä kustannusta suoraan testin toimittajalta Immuno Diagnostic Oy, puhelin 03-615 370 tai info@immunodiagnostic.fi.</p>		
Tekotiheys	3-4 kertaa viikossa		
Yhteyshenkilöt	<p>Sairaalamikrobiologi Pia Jokela, p. 040 486 5529, pia.jokela@hus.fi</p> <p>Sairaalamikrobiologi Laura Mannonen, p. 040 838 4009, laura.mannonen@hus.fi</p>		
Allekirjoitukset	Pia Jokela Sairaalamikrobiologi HUSLAB Virologia ja immunologia puh. 040 486 5529	Raisa Loginov Prosessivastaava HUSLAB Virologia ja immunologia puh. 050 427 9759	Maija Lappalainen Linjajohtaja HUSLAB Virologia ja immunologia puh. 040 838 4004