

## Uusi tutkimus neurosyfiliksen diagnostiikkaan: Neurosyfilis, pakettitutkimus seerumista ja likvorista (21785 –NeurSyf) 7.3.2019 alkaen

<b>Tutkimus</b>	21785	-NeurSyf	-Neurosyfilis, pakettitutkimus seerumista ja likvorista
<b>Asia</b>	<p>Tarjoamme 7.3.2019 alkaen uuden tutkimuskokonaisuuden (21785 -NeurSyf), joka on tarkoitettu neurosyfiliksen primaaridiagnostiikkaan.</p> <p>Tutkimuksen suoritus edellyttää, että laboratorioon toimitetaan samanaikainen likvor- ja seeruminäyte, jolloin voidaan selvittää mahdollinen intratekaalinen vasta-ainetuotanto.</p> <p>Mikäli laboratorion tiedossa ei ole syfilisseropositiivisuutta, teemme ensin S -TrpaAb-määrityksen ja tarvittavat jatkotutkimukset seerumista syfilisdiagnoosin varmistamiseksi. Mikäli seerumissa ei todeta syfilisvasta-aineita, ei likvorin tutkimisesta ole hyötyä.</p> <p>Mikäli seerumissa todetaan syfilisvasta-aineita, seerumista ja likvorista tutkitaan kardiolipinivasta-aineet (S/Li-KardAb) sekä TPHA-vasta-aineet (S/Li-TPHA). Lisäksi likvorista tehdään tarvittaessa myös FTA-vasta-ainetutkimus (Li-FTAAb) laboratorion harkinnan mukaan.</p>		
<b>Yhteyshenkilöt</b>	<p>lääkäri Hanna Jarva, hanna.jarva@helsinki.fi, 050 427 9816</p> <p>lääkäri Satu Kurkela, satu.kurkela@hus.fi, 050 428 4183</p>		
<b>Näyte</b>	<p>Näyte 0,5 ml seerumia ja 0,5 ml likvoria. Näytteiden tulee olla samana päivänä otettuja. Mikäli ei ole mahdollista saada saman päivän seerumi- ja likvor-näytettä, tulee näytteiden olla korkeintaan kolmen vuorokauden välein otettuja.</p>		
<b>Viitealue</b>	<p>Normaalisti negatiivinen. Tuloksista annetaan lausunto.</p>		
<b>Muuta</b>	<p>Neurosyfiliksen hoidonjälkeiseen seurantaan suosittelemme Li-TPHA- ja Li-KardAb-tutkimuksia (Kl 3263 ja Kl3362).</p>		
<b>Tiedustelut</b>	<p>Virologian ja immunologian laboratorio, Mikrobiologian manuaaliset menetelmät, puh. 050 427 2470</p>		
<b>Allekirjoitukset</b>	<p>Hanna Jarva          Erikoislääkäri          HUSLAB          Kliininen mikrobiologia          Virologia ja immunologia          puh. 050 427 9816</p>	<p>Satu Kurkela          Osastonylilääkäri          HUSLAB          Kliininen mikrobiologia          Virologia ja immunologia          puh. 050 428 4183</p>	<p>Maija Lappalainen          Ylilääkäri, linjajohtaja          HUSLAB          Kliininen mikrobiologia            puh. 09 471 75811</p>