

Kalsitoniini-tutkimuksen menetelmä, tulostaso ja viiteväliit muuttuvat 8.1.2020 alkaen

Tutkimus **2008** **fS-CT** Kalsitoniini, seerumista

Menetelmämuutos **Kalsitoniinin määritysmenetelmä ja viiteväliit muuttuvat 8.1.2020.** Alihankintalaboratorio vaihtaa samalla tutkimuksen tekopaikan.

Tulostaso laskee keskimäärin 10 - 15%. Tasolla alle 5 pmol/l tulostaso voi laskea enemmän eli keskimäärin 30 - 40%. Erityisesti matalammalla tulostasolla yksilöllinen vaihtelu on voimakkaampaa, ja muutos voi olla myös erisuuruinen tai erisuuntainen.

Seurantapotilaiden uuden tulostason selvittämiseksi suosittelemme toistomittauksia.

Tuloksiin liitetään 6kk ajan lausunto menetelmämuutoksesta.

Viiteväliit

Uudet viiteväliit

Ikä	pmol/l
Naiset yli 17 v	alle 1,5
Miehet yli 17v	alle 2,5
alle 6 kk	alle 12
6 – 36 kk	alle 4,1
3 – 17 v	alle 1,8

Vanhat viiteväliit

	pmol/l
Naiset	alle 1,4
Miehet	alle 3,4

Tekotiheys 6 kertaa viikossa (*aiemmin kerran viikossa*). Tulos valmiina 1-3 arkipäivän kuluessa

Tiedustelut Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy (Synlab Oy), asiakaspalvelu, puh. 09 525 61

Allekirjoitukset

Mikko Anttonen erikoislääkäri HUSLAB Erikoiskemia puh. 050 4644 654	Henrik Alfthan kemisti HUSLAB Erikoiskemia puh. 040 4869 961	Tiina Mäki ylilääkäri, linjajohtaja HUSLAB Kliininen kemia ja näytteenottopalvelut puh. 050 4286 160
---	--	--