

## Aldolaasitutkimuksessa viitearvo- ja vastauskäytäntömuutos 13.1.2020 alkaen

<b>Johdanto</b>	Muutokset liittyvät HUSLABissa käynnissä olevaan kemian ja immunokemian määrittymenelmien sekä automaatiolinjaston vaihtoon. Lisätietoja (tiedote 2019.54): <a href="https://huslab.fi/ohjekirjan_liitteet/tutkimustiedotteet">https://huslab.fi/ohjekirjan liitteet/tutkimustiedotteet</a>		
<b>Tutkimus</b>	1032	S -Aldol	S -Aldolaasi
<b>Asiat</b>	Seerumin aldolaasin aktiivisuusmäärittämisessä käytettävä reagenssi vaihtuu 13.1.2020. Tämän seurauksena: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tulostaso on n. 2 U/l korkeampi</b> aikaisempaan verrattuna. Keskimääräisen tulostasomuutoksen lisäksi yksittäisillä potilailla muutos voi olla suurempi tai erisuuntainen. Seurannassa olevan potilaan tulostaso voidaan varmistaa toistomittauksilla.</li> <li>• Tutkimuksen <b>viiteraja muuttuu</b> (ks. alla).</li> <li>• Jatkossa vastaukset annetaan kokonaislukuna.</li> <li>• Tutkimustuloksen yhteyteen liitetään lausunto ”Uusi menetelmä” 6 kk:n ajan uuden menetelmän käyttöönotosta.</li> </ul>		
<b>Viitearvomuuotos</b>	<b>Uusi viiteraja: Aikuiset, alkaen 17 v alle 8 U/l</b> <i>Vanha viiteraja:</i> Aikuiset, alkaen 17 v alle 6 U/l		
<b>Yhteyshenkilöt</b>	lääkäri Tuomas Mäntylä, tuomas.mantyla@hus.fi, 044 269 1560 ja kemisti Christel Pussinen, christel.pussinen@hus.fi, 050 427 9789		
<b>Tiedustelut</b>	HUSLAB-talo, Automaatiolaboratorio, asiakaspalvelu, puh. 09 471 72579		
<b>Allekirjoitukset</b>	Christel Pussinen Kemisti, Prosessivastaava HUSLAB Automaatiolaboratorio puh. 050 427 9789	Tuomas Mäntylä Osastonlääkäri HUSLAB Kliininen kemia puh. 044 269 1560	Lotta Joutsu-Korhonen ylilääkäri HUSLAB Kliininen kemia puh. 050 427 2402