

Muutoksia *Helicobacter pylori* IgG-vasta-ainetutkimuksen menetelmään, viitearvoon ja mittausyksikköön 25.5.2020 alkaen

Tutkimus	3954	S -HepAbG	S - <i>Helicobacter pylori</i> , IgG vasta-aineet
Asia	Helicobacter pylori IgG-vasta-ainetutkimuksen (3954 S -HepAbG) menetelmä vaihtuu. Samalla S -HepAbG-tutkimuksen mittausyksikkö ja viitearvo muuttuvat.		
Yhteyshenkilöt	sairaalamikrobiologi Annemarjut Jääskeläinen, annemarjut.jaaskelainen@hus.fi, 050 428 8017 ja lääkäri Satu Kurkela, satu.kurkela@hus.fi, 050 428 4183		
Menetelmä	Uusi menetelmä: kemiluminesenssimenetelmä (CLIA). Akkreditoitu menetelmä.		
Viitearvomuutos	Kaikki	- 0.8 index	
	Viitealue: IgG: <0,8 index		Mittausalue: <0,8 - >9,4 index
Tiedustelut	Virologian ja immunologian laboratorio, Virologian ja immunologian erikoistutkimukset, puh. 050 427 2126		
Allekirjoitukset	Satu Kurkela Osastonylilääkäri HUSLAB Virologia ja immunologia puh. 050 428 4183	Annemarjut Jääskeläinen Sairaalamikrobiologi HUSLAB Virologia ja immunologia puh. 050 428 8017	Maija Lappalainen Ylilääkäri, vastualuejohtaja HUSLAB Kliininen mikrobiologia puh. 09 471 75811