

## Seerumin leptospiravasta-aineet: tekopaikka, tutkimusrakenne, menetelmä ja viitearvot muuttuvat 3.6.2020 alkaen

<b>Tutkimus</b>	2211	S -LeptAb	Leptospira, vasta-aineet
<b>Osatutkimukset</b>	21918	S -L. bifl	Leptospira biflexa Patoc, vasta-aineet
	21919	S -L.i.Ict	Leptospira interr. Icterohaem., vasta-aineet
	21920	S -L.i.Cop	Leptospira interr. Copenhageni, vasta-aineet
	21921	S -L.i.Can	Leptospira interr. Canicola, vasta-aineet
	21922	S -L.i.Aut	Leptospira interr. Autumnalis, vasta-aineet
	21923	S -L.b.Jav	Leptospira borgpet. Javanica, vasta-aineet
	21924	S -L.i.Har	Leptospira interr. Hardjo, vasta-aineet
	21925	S -L.b.Sej	Leptospira borgpet. Sejroe, vasta-aineet
	21926	S -L.i.Pom	Leptospira interr. Pomona, vasta-aineet
	21927	S -L.k.Gri	Leptospira kirsch. Grippotypho, vasta-aineet
	21928	S -L.i.Bat	Leptospira interr. Bataviae, vasta-aineet
	21929	S -L.b.Tar	Leptospira borgpet. Tarassovi, vasta-aineet
	21930	S -L.b.Bal	Leptospira borgpet. Ballum, vasta-aineet
	21931	S -L.k.Cyn	Leptospira kirsch. Cynopteri, vasta-aineet
	21932	S -L.broom	Leptospira broomii, vasta-aineet
	21933	S -L.i.Bra	Leptospira interr. Bratislava, vasta-aineet
	21934	S -L.i.Heb	Leptospira interr. Hebdomadis, vasta-aineet
<b>Asia</b>	Leptospira-vasta-aineiden tekopaikka, tutkimusrakenne, menetelmä ja viitearvot muuttuvat 3.6.2020		
<b>Johdanto</b>	<p>Uudessa leptospiravasta-ainetutkimuksessa vasta-aineet määritetään 17 eri leptospira-lajia vastaan immunofluoresenssitekniikalla.</p> <p>Leptospiravasta-ainemääritys soveltuu leptospiroosin diagnostiikkaan, kun oireiden alusta on kulunut 2-3 viikkoa. Akuutissa vaiheessa herkempi tutkimus on nukleinihaponosoitus kokoverestä (21894) tai likvorista (21895).</p> <p>Lähetteeseen on merkittävä matka-anamneesi.</p> <p>Osittain alihankintana teetettävä tutkimus.</p>		
<b>Näyteastia</b>	Seerumi-geeliputki 5 ml		
<b>Menetelmä</b>	Epäsuora immunofluoresenssi		
<b>Tulokset valmiina</b>	2 viikon kuluessa		
<b>Viitearvot</b>	kaikki osatutkimukset: <100 (titteri)		
<b>Yhteyshenkilöt</b>	Lääkäri Hanna Jarva, hanna.jarva@hus.fi, 050 427 9816, lääkäri Satu Kurkela, satu.kurkela@hus.fi, 050 428 4183		

**Tiedustelut**

Virologian ja immunologian yksikkö, puh. 09 471 73220

**Allekirjoitukset**

Hanna Jarva  
Osastonylilääkäri  
HUSLAB  
Virologia ja immunologia  
puh. 050 427 9816

Satu Kurkela  
Osastonylilääkäri  
HUSLAB  
Virologia ja immunologia  
puh. 050 428 4183

Maija Lappalainen  
Ylilääkäri, vastualuejohtaja  
HUSLAB  
Kliininen mikrobiologia  
puh. 09 471 75811