

Herkän C-reaktiivisen proteiinin tulostasomuutos 2.6.2020 alkaen

| | | | | |
|-------------------------|--|---|--|---|
| Tutkimus | 8022 | S -hs-CRP | C-reaktiivinen proteiini, herkkä, seerumista | |
| Asia | Herkkä CRP -tutkimuksen tulostaso laskee noin 15 % 2.6.2020 alkaen. Muutos koskee myös Eksoten ja Kymenlaakson laboratorioden asiakkaita. | | | |
| Muutos | HUSLABissa otetaan käyttöön päivitetty vakio seerumin herkkä CRP -menetelmälle 2.6.2020. Tämän seurauksena S -hs-CRP -tulostaso laskee menetelmätoimittajan ilmoituksen mukaan 15 % ja siten vastaa aiempaa paremmin kansainvälisen referenssimateriaalin tasoa. Viitearvoihin ei tule muutoksia. | | | |
| Viitearvot | Vastasyntyneet..... | alle 0.26 | mg/l | |
| | Lapset, 8 vrk - 17 v..... | 0.06 - 3 | mg/l | |
| | Miehet, alkaen 18 v..... | 0.05 - 2.5 | mg/l | |
| | Naiset, alkaen 18 v..... | 0.05 - 3 | mg/l | |
| Allekirjoitukset | Päivi Lakkisto Erikoislääkäri HUSLAB Kliininen kemia puh. 050 427 1458 | Tero Pihlajamaa Kemisti HUSLAB Automaatio- laboratorio puh. 040 621 6937 | Christel Pussinen Prosessivastaava HUSLAB Automaatio- laboratorio puh. 050 427 9789 | Lotta Joutsu-Korhonen Ylilääkäri HUSLAB Kliininen kemia puh. 050 427 2402 |