

Hinkuyskädiagnostiikassa muutoksia 1.7.2021 alkaen: tutkimuspyyntö ja näyteastia muuttuvat

Tutkimus	4345	-BopeNhO	-Bordetella pertussis, nukleiinihappo (kval)
Asia	Tutkimuspyyntömuutos Näyteastiamuutos		
Perustelut	Jatkossa tutkimukseen tarvitaan vain yksi näytetikku .		
Yhteyshenkilöt	mikrobiologi Jenni Antikainen, jenni.antikainen@hus.fi, 050 452 6712 mikrobiologi Tanja Holma, tanja.holma@hus.fi, 040 359 2293		
Indikaatiot	Hinkuyskän diagnostiikka.		
Näyteastia	Näyteastia muuttuu 15.6.2021 alkaen: näyteastiana on yksi eSwab-nestekuljetusputki (Tuotenumero: 490CEA). Näytteenottoon yksi ohutvartinen nenänielunäytteenottoon soveltuva tikku, esimerkiksi mininukkaticku (Tuotenumero: 503CS01)		
Näyte	Näyte otetaan ohutvartisella tikulla ylhäältä nenänielusta. Näytetikku katkaistaan eSwab-nestekuljetusputkeen. Näytteet tulee toimittaa laboratorioon ensi tilassa. Tarvittaessa lyhytaikainen säilytys (esim. yli yön) huoneenlämmössä tai jääkaapissa.		
Menetelmä	Nukleiinihapon osoitus PCR-tekniikalla. Positiivisista löydöksistä lisäksi viljelytutkimus.		
Tekotiheys	2-3 kertaa viikossa		
Tiedustelut	Bakteriologian laboratorio, puh. 050 427 1229 tai 471 73040. Iltaisin ja viikonloppuisin puh. 050 427 2222.		
Allekirjoitukset	Raisa Loginov Sairaalamikrobiologi, prosessin omistaja HUSLAB Kliininen mikrobiologia puh. 050 427 9759	Tanja Holma Sairaalamikrobiologi, prosessin omistaja HUSLAB Kliininen mikrobiologia Bakteriologia puh. 040 359 2293	Maija Lappalainen Ylilääkäri, vastuualuejohtaja HUSLAB Kliininen mikrobiologia puh. 040 838 4004