

C. trachomatis-, N. gonorrhoeae- ja M. genitalium-nukleinihaponosoituksen näyteastia on muuttunut nielu-, vagina- ja rektum-näytteille. Siirtymistä uuden astian käyttöön toivotaan välittömästi.

Tutkimus	1738	-CtGcNhO	Chlamydia trachomatis ja Neisseria gonorrhoeae, nukleinihappo
	4807	-ChtrNhO	Chlamydia trachomatis, nukleinihappo
	1723	-GcNhO	Neisseria gonorrhoeae, nukleinihappo
	6195	-MygeNhO	Mycoplasma genitalium, nukleinihappo

Asia Ongelmia Hologic Aptima -näytteenottovälineiden saatavuudessa.

HUSLAB on ottanut käyttöön uuden näyteastian 'Aptima Multitesti Swab Kit'. Näytteenottoastiaa käytetään **nielu-, vagina- ja rektum-**näytteistä tehtävään *C. trachomatis*, *N. gonorrhoeae* ja *M. genitalium* -nukleinihaponosoitukseen. Uuden näyteastian **käyttöön siirtymistä toivotaan välittömästi**, koska Aptima Unisex Swab -putkien toimituksissa on suuria vaikeuksia.

Endocerviksistä ja virtsaputkesta otettavien näytteiden näyteastia säilyy ennallaan, Aptima Unisex Swab collection kit.

Ensivirtsanäytteiden näyteastia säilyy ennallaan, Aptima Urine Kit.

Kaikki edellä kuvatut näyteastiat tilataan valmistajan edustajalta Immuno Diagnostic Oy, e-mail info@immunodiagnostic.fi tai puhelimitse 03 615370. Näyteputket ovat ilmaisia HUSLABin asiakkaille.

Yhteyshenkilöt sairaalamikrobiologi Pia Jokela, pia.jokela@hus.fi, 040 486 5529 ja sairaalamikrobiologi Laura Mannonen, laura.mannonen@hus.fi, 040 838 4009

Tiedustelut Virologian ja immunologian laboratorio, Nukleinihappotyöpiste, puh. 050 427 2125 / 050 427 2127

Allekirjoitukset	Pia Jokela	Raisa Loginov	Maija Lappalainen
	Sairalamikrobiologi	Prosessinomitaja	Ylilääkäri, vastuualuejohtaja
	HUSLAB	HUSLAB	HUSLAB
	Virologia ja immunologia	Virologia ja immunologia	Kliininen mikrobiologia
	puh. 040 486 5529	puh. 050 427 9759	puh. 040 838 4004