

Positiivisista P -ANCA-näytteistä tehdään tumavasta-ainetutkimus (S -ANA), ellei sitä ole erikseen pyydetty}

Tutkimus	9365	S -ANCIF	Neutrofiilien sytoplasma-antigeeni, IF-vasta-aineet, seerumista
Osatutkimukset	9297	P -ANCIF	
	9296	S -ANCIF	

Asia
Positiiviset tumavasta-aineet voivat aiheuttaa väärän positiivisen P -ANCA-löydöksen immunofluoresenssitutkimuksessa. Positiivisen P -ANCA-löydöksen merkityksen arvioimiseksi on oleellista tietää tuore tumavasta-ainetulos (S -ANA).

Mikäli näytteessä todetaan immunofluoresenssitekniikalla P -ANCA-vasta-aineita eikä laboratorion tiedossa ole kuukauden sisään otetun näytteen S -ANA-tulosta, tekee laboratorio S-ANA-määrityksen. Tutkimus laskutetaan tilaajalta.

S-ANA-lisäpyynnön tulos vastataan normaaliin tapaan laboratoriojärjestelmän kautta. Muutos tulee voimaan 16.5.2022 eikä aiheuta muutoksia tutkimusten tilauskäytäntöön.

Yhteyshenkilöt
lääkäri Hanna Jarva, hanna.jarva@hus.fi, 050 427 9816 ja
lääkäri Satu Kurkela, satu.kurkela@hus.fi, 050 428 4183

Tiedustelut
Virologian ja immunologian laboratorio, Mikrobiologian manuaaliset menetelmät,
puh. 050 427 0328

Allekirjoitukset	Hanna Jarva Osastonylilääkäri HUSLAB Virologia ja immunologia puh. 050 427 9816	Satu Kurkela Osastonylilääkäri, vastuuyksikön päällikkö HUSLAB Virologia ja immunologia puh. 050 428 4183	Maija Lappalainen Vastuualuejohtaja, ylilääkäri HUSLAB Kliininen mikrobiologia puh. 040 838 4004
-------------------------	---	--	--