

Punktiotutkimusten näytteenotto-ohjeita päivitetty

Asia

1. **Punktiotutkimusten uusi putkikartta** on hyväksytty. Putkikartassa on päivitetty putket ja otto-ohjeet yleisimmille punktiotutkimuksille. Laboratorio opastaa tarvittaessa putkikartan käyttöä paikallisesti.
2. **Likvornäytteenoton ohje** on päivitetty Li-Syto -tutkimuksen osalta (7. – 8. putket).
3. Likvornäytteenoton ohjeessa muistutuksena **HUSLAB-taloon** lähetettävien likvorien osalta:
 - 1. putkeen otetaan myös Li-BaktVr
 - 4. putkeen otetaan vain Li-Solut ja Li-Diffi

Ohjeet

Molemmat ohjeet löytyvät osoitteesta:

https://huslab.fi/intra/preanalytiikan_kasikirja/selkaydinneste_ja_muiden_punktionaytteiden_naytteenotto_ohjeet/index.html

Tiedustelut

Eeva-Liisa Paattiniemi puh. 040 146 3282, Katariina Alagrund 050 427 2475,

Tuula Suomalainen puh. 040 614 9322

Allekirjoitukset

Eeva-Liisa Paattiniemi
Ylikemisti,
vastuuyksikön päällikkö

Katariina Alagrund
Sairaalakemisti

Tuula Suomalainen
Kliininen asiantuntija
TtM, Koordinoiva laatu-
vastaava

Lotta Joutsu-Korhonen
Ylilääkäri,
vastuualuejohtaja

HUS DGK
Kliininen kemia
puh. 040 146 3282

HUS DGK
Kliininen kemia
puh. 050 427 2475

HUS DGK
Preanalytiikka
puh. 040 614 9322

HUS DGK
Kliininen kemia
puh. 050 427 2402