

MRSAVi-tutkimuksen eMRSA-putkissa saatavuusongelmaa

Asia

Näyteastiamuutos

eMRSA -näyteputkissa on saatavuusongelma. Maahantuoja ennakoi, että ongelmat jatkunevat ainakin lokakuulle 2024 saakka. MRSAVi- (Metisilliiniresistentti *Staphylococcus aureus* -viljely) tutkimuksen näyte voidaan tässä poikkeustilanteessa ottaa geelikuljetusputkeen (Z408C).

Mikäli saatavilla kuitenkin on eMRSA -putkia varastossa, on suotavaa, että niitä käytetään ensisijaisesti MRSAVi-tutkimuksen näytteenotossa.

Geelikuljetusputkeen otettujen näytteiden käsittely laboratoriossa on hitaampaa kuin eMRSA-putkien, joten normaalit vastausajat saattavat ylittyä.

Tiedustelut

Bakteriologian laboratorio, 040 568 3485 tai 050 427 2222.

Allekirjoitukset

Jenni Antikainen
Sairalamikrobiologi
HUS Diagnostiikkakeskus
Kliininen mikrobiologia
Bakteriologia
jenni.antikainen@hus.fi
puh. 050 452 6712

Tanja Holma
Prosessinomistaja
HUS Diagnostiikkakeskus
Kliininen mikrobiologia
Bakteriologia
tanja.holma@hus.fi
puh. 040 359 2293

Satu Kurkela
Vs. vastualuejohtaja
HUS Diagnostiikkakeskus
Kliininen mikrobiologia
puh. 050 428 4183