

CA19-9 -tutkimuksessa mahdollisesti satunnaisia virheellisiä tuloksia ajalla 22.5.– 8.8.2024

Tutkimus	3412	S -CA19-9	CA 19-9 Antigeeni, seerumista	
Asia	<p>HUS Diagnostiikkakeskuksen CA19-9 tutkimusmenetelmän tietyssä reagenssierässä on havaittu laatu poikkeama, joka on voinut johtaa satunnaisiin virheellisiin korkeisiin CA19-9 tuloksiin. Menetelmävalmistajan mukaan virheellisiä tuloksia on havaittu etenkin tulostasolla alle 110 kU/l.</p> <p>Virheellisiä tuloksia on mahdollisesti vastattu ajalla 22.5.-8.8.2024. Epäiltäessä poikkeavia CA19-9 tuloksia, on suositeltavaa pyytää varmistukseksi tutkimus uudelleen.</p> <p>Pahoittelemme asiasta aiheutuvaa vaivaa.</p>			
Yhteyshenkilöt	kemisti Tea Lamberg, tea.lamberg@hus.fi, 040 486 9961 ja lääkäri Mikko Anttonen, mikko.anttonen@hus.fi, 050 464 4654			
Tiedustelut	HUSLAB-talo, Meilahti, Asiakaspalvelu puh. 09 471 72579 (arkisin päiväaikana).			
Allekirjoitukset	Tea Lamberg Sairaalakemisti	Mikko Anttonen Osastonylilääkäri	Marja-Kaisa Koivula Ylikemisti, vastuuyksikön päällikkö	Kari Pulkki Ylilääkäri
	HUS DGK Kliininen kemia puh. 040 486 9961	HUS DGK Kliininen kemia puh. 050 464 4654	HUS DGK Kliininen kemia puh. 040 144 8123	HUS DGK Kliininen kemia puh. 040 144 8776