

VerifyNow ADP-vastetutkimuksessa vastauskäytäntömuutos 23.8.2024 alkaen

Tutkimus	20990	B -TrVeADP	B -Trombosyytit, ADP-reseptoriestäjäväste VerifyNow®-laitteella	
Asia	Vastauskäytäntömuutos			
Yhteyshenkilöt	lääkäri Tuukka Helin, tuukka.helin@hus.fi, 050 427 9064 ja kemisti Jari Leinonen, jari.leinonen@hus.fi, 09 471 74337, 050 427 0591			
Indikaatio	Trombosyyttien ADP-reseptoriestäjä -lääkityksen (klopidogreeli, prasugreeli) vastearvio kliinissä erityistilanteissa			
Asia	VerifyNow®-laitteella (Werfen) mitattavassa ADP-vastetutkimuksessa (B -TrVeADP) otetaan käyttöön uusi laitteisto 23.8.2024. Uusi laite ei ilmoita enää inhibitioprosenttia, joten sen vastaamisesta luovutaan. Viitearvot tai tulkintarajat eivät muutu. Tulos ilmoitetaan testireaktiolle spesifisillä, laitevalmistajan omilla yksiköillä: ns. P2Y12 -reaction units (PRU) ja tulkinnasta (lääkeväste/ei lääkevästettä/raja-arvoinen) annetaan lausunto. Laitteen käyttöönoton jälkeen tulosten yhteyteen vastataan noin 2 kk ajan lisälausunto: ”Tehty uudella laitteella. Inhibiatioarvoa ei raportoida 23.8.2024 alkaen.”			
Tiedustelut	Tuukka Helin, puh. 050 427 9064			
Allekirjoitukset	Tuukka Helin Osastonylilääkäri	Jari Leinonen Sairaalakemisti	Christel Pussinen, Apulaisylikemisti, yksikön vastaava	Lotta Joutsu-Korhonen Ylilääkäri, vastuualuejohtaja
	HUS DGK Kliininen kemia Automaatio- laboratorio puh. 050 427 9064	HUS DGK Kliininen kemia Automaatio- laboratorio puh. 050 427 0591	HUS DGK Kliininen kemia Automaatio- laboratorio puh. 050 427 9789	HUS DGK Kliininen kemia puh. 050 427 2402