

## Prealbumiini-tutkimuksissa muutoksia 27.11.2024 alkaen

<b>Tutkimuksessa tulostasomuutos</b>	2494	S -Prealb	S -Prealbumiini
<b>Tutkimus lopetetaan</b>	21847	S -PrealbL	S -Prealbumiini, lapset

Seerumin prealbumiinin määritysmenetelmää päivitetään 27.11.2024. Aiemmin prealbumiinin mittauksessa on ollut kaksi eri menetelmää, koska päämenetelmällä ei ole päästy niin mataliin pitoisuuksiin, joita lapsilla on tarvittu. Jatkossa uusi menetelmä toimii kaikille potilasryhmille. Siten **lapsille tarkoitettu erillinen tutkimus 21847 S -PrealbL lopetetaan.**

Muutoksen myötä **tulostaso laskee keskimäärin 5-10%** verrattaessa uutta menetelmää sekä aiempaan päämenetelmään että lasten näytteillä käytettyyn menetelmään. Viitearvot eivät muutu.

**Muutoksen myötä alin vastattava tulos on 50 mg/l.** Ennen muutosta aikuisten alin vastattava tulos on ollut 100 mg/l ja lasten 45 mg/l.

**Tiedustelut** HUSLAB Asiakasneuvonta, p. 09 471 72579. Päivystysajan tiedustelut, p. 09 471 72645.

### Allekirjoitukset

Tapio Lahtiharju  
 Erikoislääkäri  
 Automaatiolaboratorio  
 HUS Diagnostiikkakeskus  
 puh. 040 144 7947

Tero Pihlajamaa  
 Sairaalakemisti  
 Automaatiolaboratorio  
 HUS Diagnostiikkakeskus  
 puh. 040 621 6937

Christel Pussinen  
 Yksikön vastaava  
 Automaatiolaboratorio  
 HUS Diagnostiikkakeskus  
 puh. 050 427 9789

Lotta Joutsi-Korhonen  
 Vastuualuejohtaja, ylilääkäri  
 Kliininen kemia  
 HUS Diagnostiikkakeskus  
 puh. 050 427 2402