

Ohje käytössä: PREANALYTIikka

NÄYTTEENOTTO HINKUYSKÄEPÄILYSSÄ (BopeNhO)

HUS Diagnostiikkakeskus/ Bakteriologia

Tutkimuspyyntö

4345 -BopeNhO, -Bordetella pertussis, PCR -osoitus

Näyteastia ja näytteenottotikku

eSwab-nestekuljetusputki (Tuotenumero: 490CEA) ja ohutvartinen taipuisa näytteenottotikku (esim. mininukkatikku, tuotenro 503CS01 tai 501CS01).



Näytteenotto

Näyte otetaan ylhäältä nenänielusta ohutvartisella nenänielunäytteenottoon soveltuvalla näytetikulla. Näytteenottotikku työnnetään alaviistoon nenänpohjaa pitkin sieraimen noin 12-15 cm syvyyteen (syvyys mitataan etukäteen, sierain-korvanipukka: aikuisilla aina >10 cm, alle 2-vuotiailla lapsilla 6-7 cm) ja kiertoilikkeellä hangataan limakalvoja.

Tikku katkaistaan eSwab-nestekuljetusputkeen. Yksi näyte riittää nukleiinihappotestiin ja mahdolliseen viljelytutkimukseen. Jokainen näyte laitetaan omaan pussiin. Meilahden osastojen näytteet voi lähettää putkipostilla.

Näytteen säilytys

Näytteet tulee toimittaa laboratorioon ensi tilassa. Tarvittaessa lyhytaikainen säilytys huoneenlämmössä (max 1 vrk) tai jääkaapissa. Tutkimusta tehdään laboratoriossa arkipäivisin.

Tiedustelut

Arkisin 050 427 1229, päivystysaikana puh. 050 427 2222