

Ohje käytössä: PREANALYTIikka

Gonokokki (*Neisseria gonorrhoeae*) -viljelynäyte

HUSLAB Bakteriologia

Tutkimuspyyntö

1506 –GcVi, -Gonokokki, viljely

Tutkimuspyynnöstä tulee ilmetä potilastietojen lisäksi näytteen laatu, ottokohta ja ottoaika.

Välineet

- näytteenottotikku ja geelikuljetusputki (EI hiilitikku)
- vanutaitoksia
- steriiliä keittosuolaliuosta tai vettä
- spekula

Näytteenotto

cervixistä	Spekulan liukastimena voidaan käyttää vettä. Kohdunkaulan kanavan suu on puhdistettava limasta tms. kuivalla vanutaitoksella ennen näytteenottoa. Näytteenottotikkua pyöritetään kohdunkaulan kanavassa. Tikku ei saa koskettaa vaginan limakalvoa.
uretrasta	Virtsamisesta pitää olla kulunut noin 2 tuntia ennen näytteenottoa. Uretranäyte suositellaan otettavaksi ohuemmalla, yleensä metallivartisella näytteenottotikulla. Tikku voidaan kostuttaa vedellä tai keittosuolaliuoksella. Uretran suu puhdistetaan keittosuolaan tai veteen kostutetulla vanutaitoksella. Tikku viedään 1-2 cm uretran sisään ja pyöritetään.
nielusta	Kieli painetaan alas spaattelin avulla. Näyte otetaan näytteenottotikulla nieluriskudosta painaen ja pyörittäen tikkua molemmissa tonsilloissa.
rectumista	Näytteenottotikkua pyöritetään rectumin limakalvolla, vältetään ottamasta mukaan ulostetta.
silmästä	Näyte otetaan näytteenottotikulla silmän alaluomen sisäpuolelta.

Virhelähteitä

- mikrobilääkitys
- desinfektio- tai liukastusaineiden käyttö
- kuljetuksen viivästyminen, näyte tulee lähettää heti tutkivaan laboratorioon
- hiilitikkua ei tule käyttää näytteenotossa, sillä se voi häiritä muita tutkimuksia

Säilytys: Huoneenlämmössä korkeintaan 1 vrk.

Tiedustelut: puh. (09) 471 730 27 tai (09) 471 730 40