

Ohje käytössä: PREANALYTIikka

MDRsVi, VREVi- ja ESBLVi-näytteenotto

HUSLAB Bakteriologia

Yleistä

Näyte otetaan yleensä kantajuuden selvittämiseksi. Näytteitä voidaan ottaa rektumista, perineumista, ulosteesta, virtsasta ja erilaisista infektiokokkeista.



Näytteet infektiokokkeista (esim. haavat, katetrit, trakea) otetaan hoitoyksiköissä. Suuressa osassa HUSLABin toimipisteistä voidaan ottaa näytteitä perineumista/rectumista. Potilaat ohjataan tulemaan laboratorioon pääsääntöisesti klo 12 jälkeen. Näytteenottoa varten suositellaan ajanvarausta.

Sähköinen ajanvaraus näytteenottoon www.huslab.fi/ajanvaraus tai 09-471 868 00 (potilasasiakkaat)

Tutkimuspyyntö

- 20837 - MDRsVi, -Moniresistentit gramnegatiiviset sauvat, viljely
- 1788 - VREVi, Vankomysiini resistentti enterokokki (VRE), viljely
- 4817 - ESBLVi, viljely (Extended spectrum betalactamase)

Näyteasiat

Rektum/perineum -näyte Infektiokokukset Ulostenäyte	Geelikuljetusputki 
Virtsa	Virtsanäyteputki 

Ohje käytössä: PREANALYTIikka

Näytteenotto

- **Perineum- (väliliha) ja rektum- (peräaukon suu)** näyte otetaan näytteenottotikulla iholta ilman puhdistamista.
- **Infektiofokuksesta** näyte otetaan ennen puhdistamista, muuten kuten vastaava bakteeriviljelynäyte.
- **Virtsanäyte** annetaan tehdaspuhtaaseen purkkiin, josta se siirretään säilöntäaineettoa tai säilöntäaineelliseen virtsanäytteenkuljetusputkeen.
- **Ulostenäyte** otetaan pyörittämällä geelikuljetusputken näytetikkaa ulosteessa.

Näytteen säilytys

Näytteen lyhytaikainen säilytys ja lähetys huoneenlämmössä, yli yön säilytys jääkaapissa.