

HUSLAB

PREANALYTIikka

Selkäydinnesteenäytteen säilytys ja lähettäminen
mikrobiologisiin tutkimuksiin

PALVELUTUOTANTO, TYÖOHJE

Sivu 1(1)

Versio: 2.00 /26.6.2020

Laatija: R.Loginov 26.6.2020

Tarkastaja: M.Rautio , E.Tarkka 26.6.2020

Hyväksyjä: M.Lappalainen 26.6.2020

SELKÄYDINNESTEENÄYTTEEN SÄILYTYS JA LÄHETYS

Nukleiinihappotutkimuksiin (Nh/NhO) suositellaan näytteen lähettämistä tutkivaan laboratorioon välittömästi näytteenoton jälkeen, mutta näytettä voidaan säilyttää lyhyitä aikoja jääkaappilämpötilassa ennen lähettämistä (1-3vrk). Pidempää säilytystä varten näyte tulee pakastaa vähintään -20° C:een, jolloin näyte on myös lähetettävä pakastettuna. Tuoreet näytteet voidaan lähettää huoneenlämmössä.

Bakteeriviljelynäyte on suositeltavaa lähettää tutkivaan laboratorioon heti näytteenoton jälkeen. Bakteeriviljelyyn tarkoitettua näytettä ei saa pakastaa -20° C:een .

Vasta-ainetutkimuksiin tarkoitettua näytettä voidaan säilyttää jääkaappilämpötilassa muutamia päiviä, mikäli lähetys tutkivaan laboratorioon viivästyy.

Näytekuljetus tapahtuu huoneenlämmössä tavallisena postikuljetuksena diagnostisiin näytteisiin sovellettavan ohjeen mukaan. Poikkeuksen edellä mainittuun postikuljetukseen aiheuttavat infektiöhälytystilanteet, joissa edellytetään yhteydenottoa tutkivaan laboratorioon jo ennen näytteenottoa ja niissä voidaan joskus soveltaa tartuntavaarallisten aineiden lähetys- ja pakkausohjeita.