

**PREANALYTIKKA****Virologiset näytteet**

Virtsanäyte virologisiin tutkimuksiin (virusviljely)

Laatija: Raisa Loginov 18.2.2019

Tarkastaja: Satu Kurkela 18.2.2019

Hyväksyjä: Maija Lappalainen 18.2.2019

**Virtsanäyte virologisiin tutkimuksiin (virusviljely)****Näyte ja näyteastia**

Virtsa (10ml, lapsipotilaat 5ml) tehdaspuhtaassa, kierrekorkillisessa muoviputkessa, johon lisätään 1 % parenteraaliseen käyttöön tarkoitettua laajakirjoista antibioottia kuten gentamysiiniä bakteerikasvun estämiseksi.

**Näytteen lähetys ja säilytys**

Näyte tulee kuljettaa laboratorioon mieluiten välittömästi, mutta se voidaan säilyttää lyhytaikaisesti (enintään 3 vrk) jääkaappilämpötilassa. Virusviljelyyn tarkoitettut näytteet eivät saa säilytyksen tai kuljetuksen aikana jäätyä.

Näytekuljetus tapahtuu huoneenlämmössä tavallisena postikuljetuksena diagnostisiin näytteisiin sovellettavan ohjeen (UN 3373) mukaan.