

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri  
HYKS-Laboratoriodiagnostiikka

29.8.2002

## **SALISYLAATIN TEKOPAIKAN MUUTOS**

Seerumin salisylaattipitoisuuden määrittäminen (**S -Salis, tutkimusnumero 2604**) siirtyy **2.9.2002** Töölön sairaalan laboratorion Meilahden sairaalan päivystyslaboratorioon.

Menetelmä perustuu edelleen entsymaattiseen, fotometriseen määrittämiseen. Tulostaso säilyy ennallaan, samoin terapeuttilinen alue: 0,5 – 2,0 mmol/l.

Näytteenotto-ohjeisiin ei tule muutoksia.

**Teksti** Tutkimus tehdään edelleen päivittäin, kaikkina vuorokauden aikoina, myös viikonloppuisin.

**Tiedustelut** Meilahden sairaalan päivystyslaboratorio, puh. (09) 471 72645  
Kliinisen farmakologian päivystävä lääkäri, puh. (09) 471 73314

Kari Pulkki  
osaston ylilääkäri  
HYKS-Laboratoriodiagnostiikka  
Meilahden sairaala  
puh. (09) 471 74308

Tessa Lehtinen  
kemisti  
HYKS-Laboratoriodiagnostiikka  
Meilahden sairaala  
puh. (09) 471 72573