

**S –INHIBIINI B-MÄÄRITYS, TEKOPAIKAN MUUTOS**

<b>Tutkimus</b>	S –Inhibiini B, S –InhibBNkl (tutkimusnumero 8680)		
<b>Tekopaikka</b>	HYKS-Instituutti Oy, Lastentautien laboratorio 7.10.2002 alkaen.		
<b>Tekotiheys</b>	Kaksi kertaa kuukaudessa.		
<b>Näyte, säilytys- ja lähetysohjeet</b>	1 ml seerumia (tai hepariiniplasmaa). Lähetys huoneenlämpöisenä jos näyte on perillä samana päivänä, muuten näyte lähetetään pakastettuna.		
<b>Hinta</b>	Hinta on entinen, 60,60 euroa.		
<b>Menetelmä</b>	Ei muutoksia (Immunoentsymometrinen).		
<b>Viitearvot</b>	Ei muutoksia. Reagenssivalmistajan antamat viitearvot		
	I.	Terveet postmenopausaaliset naiset	< 5 ng/l
	II.	Naiset, hyperovulaatio	< 3.000 ng/l
	III.	Normaali kuukautiskierto (huippupitoisuus ovulaation aikana)	5 – 200 ng/l
	IV.	Terveet miehet	< 400 ng/l
<b>Indikaatiot ja tulkinta</b>	Inhibiiniä tuottavien kasvainten seuranta. Munasarjat ja kivekset erittävät inhibiinejä, jotka estävät FSH:n eritystä. Munasarjasyövät tuottavat usein inhibiinejä, joita voidaan käyttää taudin seurannassa. Seerumin inhibiini B on useimmiten koholla granuloosisolukasvaimissa, harvemmin musinoottisen ja vain poikkeuksellisesti seroosisten munasarjayöpien yhteydessä. Postmenopausaalisten naisten inhibiini-B:n perustaso on matala, siksi se on näille herkkä merkkiaine. Menstruoivien naisten korkea perustaso vaikeuttaa tulosten tulkintaa.		
	Ulf-Håkan Stenman osastonylilääkäri HYKS-Laboratorio- diagnostiikka Naistenklinikka puh. (09) 471 72947	Annikki Sarnesto vastaava kemisti HYKS-Instituutti Oy Lastentautien laboratorio puh. (09) 471 71946	Ulla Hohenthal kemisti HYKS-Laboratorio- diagnostiikka Naistenklinikka puh. (09) 471 73658