



TIEDOTE 53/2003

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
HYKS-Laboratoriodiagnostiikka

21.11.2003

Litiumin tekopaikan muutos 1.12.2003 lähtien

Seerumin Litium-pitoisuuden määrittäminen (S -Litium, KI nro 2260) siirtyy **1.12.2003** Töölön sairaalan laboratorion Meilahden sairaalan päivystyslaboratorioon.

Menetelmä perustuu edelleenkin Litiumin määrittämiseen ioni-selektiivisellä Litium-elektrodilla. Tulostaso säilyy ennallaan, samoin terapeuttinen alue : **0,4 – 1,2 mmol/l**.

Näytteenotto-ohjeisiin ei myöskään tule muutoksia.

Tutkimus tehdään edelleenkin päivittäin, kaikkina vuorokauden aikoina, myös viikonloppuisin.

Tiedustelut

Meilahden sairaalan päivystyslaboratorio puh. (09) 471 72645

Kari Pulkki
osastonylilääkäri
Meilahden sairaala
(09) 471 74308

Tessa Lehtinen
kemisti
Meilahden sairaala
(09) 471 72573

Jakelu

Laboratoriojakelu
HUS-piirin sairaaloiden laboratoriot
Helsingin terveysasemien ylilääkärit
HYKS-Laboratoriodiagnostiikan Intranet-sivut
HYKS-Laboratoriodiagnostiikan Internet-sivut
<http://www.hus.fi/lab/tiedotteet>
Ulkopuoliset asiakkaat