

MUUTOKSIA KUDOSTRANSGLUTAMINAASIVASTA-AINETUTKIMUSTEN VIITEARVOIHIN 1.8.2004 ALKAEN

S -tTGAbA (KL 1885) Kudostransglutaminaasi, IgA, vasta-aineet **S -tTGAbG (KL 1886) Kudostransglutaminaasi, IgG, vasta-aineet**

Siirrymme käyttämään toisen valmistajan transglutaminaasivasta-ainetestejä, joissa anti-geeninä on rekombinantititeknikalla tehty ihmisen kudostransglutaminaasi. Laajoissa, myös suomalaisilla tehdyissä tutkimuksissa ja omissa vertailuissamme testit ovat osoittautuneet herkkyydeltään ja tarkkuudeltaan hyvin kliiniseen käyttöön sopiviksi. **Tutkimusten viitearvot muuttuvat.**

Uudet viitearvot (kaikki ikäryhmät):

S -tTGAbA:

normaali	<5 U/ml
lievästi koholla	5-8 U/ml
selvästi koholla	>8 U/ml

S -tTGAbG:

normaali	<7 U/ml
lievästi koholla	7-10 U/ml
selvästi koholla	>10 U/ml

Mittausalue: 1 – 100 U/ml

Maija Lappalainen
vs. vastuualuejohtaja
Kliininen mikrobiologia
puh. (09) 191 26772

Aaro Miettinen
osastonylilääkäri
Immunologian osasto
puh. 050 4272035

Jakelu

Laboratoriojakelu
HUS-piirin sairaaloiden laboratoriot
Helsingin terveysasemien ylilääkärit
HUSLABin Intranet –sivut
HUSLABin Internet –sivut: www.huslab.fi
Ulkopuoliset asiakkaat