

## Virtsanäytteiden otossa käytettävät vakuumiputket

HUSLABin terveysasemilla on käytössä BD Vacutainer -vakuumiputket kotona tapahtuvaan virtsanäytteenottoon ja näytteen kuljetukseen. Näytteet säilyvät kuljetuksen ajan laadun kärsimättä.

Koska asiakkaat voivat käydä näytteenotossa kaikissa terveysasemien ja sairaaloiden laboratorioissa, suositellaan kyseistä virtsanäytteiden käsittelymenetelmää käytettäväksi näytteiden kuljettamiseen laboratorioiden ulkopuolelta.

Nykyisistä Uripak –kuljetusrasioista luovutaan vähitellen.

Laboratorioissa, sairaaloiden poliklinikoilla ja myös osastoilla otetaan näytteet pääsääntöisesti aikaisempaan tapaan avomenetelmällä mikäli näytteet voidaan toimittaa viiveittä laboratorioon tutkittavaksi.

Martti L.T. Lalla  
osastonylilääkäri,  
vastuuyksikön päällikkö  
Kirurginen sairaala  
puh. (09) 471 88377 tai 050-4270132  
sähköposti [martti.lalla@hus.fi](mailto:martti.lalla@hus.fi)

**Jakelu** HUSLABin lääkärit  
HUSLABin osastonhoitajat  
HUSLABin Intranet -sivut