

## Spesifinen IgE-vasta-ainemääritys (S –AllIgE, KL 3836) herkistyy

**Tutkimus** 3836 S -AllIgE Allergeeni, IgE, vasta-aineet, seerumista

**Asia** Vastauskäytäntömuutos

Seerumin spesifisten allergeeni-IgE-vasta-ainemääritysten menetelmää (Pharmacia, ImmunoCAP FEIA) on herkistetty siten, että numeerinen vastaus annetaan myös hyvin matalille **IgE-vasta-aineiden pitoisuuksille 0.00 – 0.35 kU/l**, kun aikaisempi alaraja oli 0.35 kU/l. Muutos astuu voimaan **22.6.2005**.

**Muutos ei vaikuta nykyisiin viitearvoihin (< 0.35 kU/l)**. Myös tutkimusten tilauskäytäntö, hinta ym. säilyvät ennallaan.

**Huomautukset** Tulos, joka asettuu alueelle 0.10 – 0.35 kU/l merkitsee, että on osoitettavissa vähäinen IgE-vaste kyseistä allergeenia kohtaan. Pienten spesifisten allergeeni-IgE-vasta-ainemäärien kliinistä merkitystä tutkitaan, mutta tässä vaiheessa uusi tulostus ei muuta aikaisempia tulkin-tasuosituksia.

**Tiedustelut** Iho- allergiasairaalan laboratorion kanslia puh. (09) 471 86420.

<b>Allekirjoitukset</b>	Peter Elg kemisti Iho- ja Allergiasairaalan laboratorio puh. (09) 471 86423 email: <a href="mailto:peter.elg@hus.fi">peter.elg@hus.fi</a>	Eva Liljeström kemisti Iho- ja Allergiasairaalan la- boratorio puh. (09) 471 86421 email: <a href="mailto:eva.liljestrom@hus.fi">eva.liljestrom@hus.fi</a>	Mirjami Lohivirta erikoislaboratoriohoitaja Iho- ja Allergiasairaalan laborato- rio puh. (09) 471 85427 email: <a href="mailto:mirjami.lohivirta@hus.fi">mirjami.lohivirta@hus.fi</a>
-------------------------	--	---	--

**Jakelu** Laboratoriojakelu  
HUS-piirin sairaaloiden laboratoriot  
Hgin terveysasemien ylilääkärit  
HUSLABin Intranet-sivut  
HUSLABin Internet-sivut  
HUSin kliiniset toimialat  
Ulkopuoliset asiakkaat