

**Seerumin erytropoietiinin (S –EPO, KL 1339) määrittäminen on muuttunut 7.9.2005 alkaen**

**Asia** HUSLABin Naistenklinikan laboratoriossa on siirrytty käyttämään uutta erytropoietiinin määrittämenetelmää. Muutos on astunut voimaan 7.9.2005 alkaen. Uudet määrittäykset suoritetaan immunomäärittäysautomaatilla (IMMULITE 2000, DPC). Reagenssivalmistaja säilyy entisellään.

Seerumin (S -EPO, KL 1339), lapsiveden (Am-EPO, KL 4708) ja napaseerumin (uS-EPO, Atk nro 8192) viitearvot ja tulkinta säilyvät ennallaan. Testaustulosten perusteella uuden ja vanhan menetelmän välillä ei ole merkittävää tasoeroa. Yksittäisten potilastulosten kohdalla on kuitenkin menetelmämuutoksen aiheuttama mahdollinen pitoisuusero otettava huomioon.

**Teksti** Määrittäykset tehdään jokaisena arkipäivänä.

**Tiedustelut** Naistenklinikan laboratorio, puh. (09) 471 72844

<b>Allekirjoitukset</b>	Henrik Alfthan	Esa Hämäläinen
	kemisti	osastonylilääkäri
	HUSLAB	HUSLAB
	Naistenklinikan laboratorio	Naistenklinikan laboratorio
	puh. (09) 471 74901	puh. (09) 471 74944

**Jakelu** Laboratoriojakelu  
HUS-piirin sairaaloiden laboratoriot  
HUSLABin Intranet –sivut