

Semikvantitatiivinen P –CRP-O (KL 8818) vieritesti otetaan Lasten ja nuorten sairaalan päivystyspoliklinikan ja terveyskeskuspäivystyksen käyttöön 1.11.2006 alkaen

Tutkimus	8818	P -CRP-O	P -C-reaktiivinen proteiini (kval)
Asia	<p>Lasten ja nuorten sairaalan laboratorio ottaa 1.11.2006 lähtien käyttöön kokoveren CRP-vieritestin. Tutkimuspyyntö on P –CRP-O ja se tilataan atk nro:lla 8818.</p> <p><u>Tutkimus on käytössä vain päivystyspoliklinikan ja terveyskeskuspäivystyksen kiireellisissä CRP-määrityksissä. Tulos on valmiina noin 20 minuutin kuluttua näytteen saapumisesta laboratorioon. Menetelmä on semikvantitatiivinen, ja sen mittaustulos on 8 – 200 mg/l.</u></p> <p>Kvantitatiiviset P –CRP, KL 4594 –tutkimukset tehdään 1.11.2006 jälkeen joko Meilahden sairaalan automaatiolaboratoriossa (ei-kiireelliset näytteet päiväaikana) tai Meilahden sairaalan päivystyslaboratoriossa (muut kiireelliset näytteet ja päivystysaikana otetut näytteet). P -CRP vastaukset valmistuvat 1 - 2 tunnin kuluttua näytteen saapumisesta laboratorioon.</p> <p><u>Pyyntökäytäntöihin ei tule muutoksia ei-kiireellisissä pyynnöissä eikä LNS:n muiden yksiköiden ja osastojen kiireellisissä CRP-pyyntöissä.</u></p>		
Viitearvot	Viitearvot ovat samat kuin kvantitatiivisen CRP-menetelmän (alle 10 mg/l).		
Tiedustelut	Lasten ja nuorten sairaalan laboratorio, puh. (09) 471 72741.		
Allekirjoitukset	Esa Hämäläinen osastonylilääkäri HUSLAB Lasten ja nuorten sairaalan laboratorio puh. (09) 471 74944 tai 050 427 2839	Paula Pohja-Nylander kemisti HUSLAB Lasten ja nuorten sairaalan laboratorio puh. (09) 471 76282 tai 050 427 0118	
Jakelu	Laboratoriojakelu Lasten ja nuorten sairaalan osastot ja lääkärit HUSLABin intranet-sivut		