

**Seuraavien Töölön sairaalassa otettavien tutkimusten tekopaikka muuttuu  
15.4.2008 alkaen**

<b>Tutkimus</b>	1024	P –ALAT
	4586	P –Alb
	4587	P –AFOS
	4589	P –Amyl
	4591	P –ASAT
	4597	P –GT
	4517	P -CK

**Asia** Tutkimukset siirtyvät tehtäväksi Meilahden sairaalan laboratorioon.  
Tulostaso säilyy samana.

**Näyteastia** Li-hepariini geeliputki 5 ml

**Näyte** 0,5 ml Li-hepariiniplasmaa

**Allekirjoitus** Vappu Sirén  
kemisti  
HUSLAB  
Töölön sairaalan laboratorio  
050 427 0891

**Jakelu** Töölön sairaalan osastot ja lääkärit  
HUSLABin intranet-sivut