

APC-resistenssi – tutkimuksen (4378 P -APCres) viitearvot muuttuvat 3.12.2009

Tutkimus 4378 P -APCres P -APC-resistenssi

osatutkimus: B –FV-D

Asia Reagenssimuutoksen seurauksena tutkimuksen tulostaso on noussut. Tuloksena ilmoitettava suhdeluku (APTT-aika aktivoidun proteiini C:n lisäämisen jälkeen suhteessa APTT-aikaan ennen lisäystä) 2,3 tai alle viittaa ns. APC- resistenssiin. Aikaisempi viitearvo on ollut 2,2. Viitearvomuuotos astuu voimaan 3.12.2009.

Osana APCres-tutkimusta näytteestä tutkitaan aina edelleen APC-resistenssiä aiheuttava hyytymistekijä FV:n Arg-506-Gln –geenimutaatio (4410 B -FV-D), mikä varmistaa hyytymistutkimuksella saadun tuloksen.

Viitearvot *kaikki yli 2.3*

Asiantuntijat lääkäri Lotta Joutsu-Korhonen, lotta.joutsu-korhonen@hus.fi, 050 427 2402 ja kemisti Jari Leinonen, jari.leinonen@hus.fi, 050 427 0591

Tiedustelut Meilahden sairaalan laboratorio puh. (09) 471 74303 tai 74330.

| | | |
|-------------------------|--|---|
| Allekirjoitukset | Lotta Joutsu-Korhonen erikoislääkäri Meilahden sairaalan laboratorio Hyytymishäiriöyksikkö, HUSLAB puh. 050 427 2402 | Jari Leinonen sairaalakemisti Meilahden sairaalan laboratorio Hyytymishäiriöyksikkö, HUSLAB puh. 050 427 0591 |
|-------------------------|--|---|

Jakelu Laboratoriojakelu
HUS-piirin sairaaloiden laboratoriot
Espoon, Helsingin ja Vantaan perusterveydenhuollon ylilääkärit
Peijaksen sairaalan lääkärit
Jorvin sairaalan ylilääkärit ja osastot
Lohjan yli- ja apulaisytililääkärit
Länsi-Uudenmaan sairaalan lääkärit ja osastonhoitajat
Porvoon ylilääkärit, erikoislääkärit ja sairaalalääkärit
Hyvinkään sairaalan lääkärit ja osastot
HUSLABin intranet-sivut
HUSLABin Internet-sivut
Ulkopuoliset asiakkaat
HUS:n kliniset toimialat