

Plasman kvalitatiivinen Troponiini T -tutkimus lopetetaan Meilahden sairaalan päivystyslaboratoriossa 15.12.2009 alkaen

Tutkimus	4464	P -TnT-O	Troponiini T (kval), plasmasta
Asia	Päällekkäisen päivystystutkimuksen lopetus		
Perustelut	Plasman kvantitatiivinen Troponiini T –tutkimus (4532 P –TnT) on osoitustestiä herkempi ja se on saatavana kaikkina vuorokauden aikoina. Kvantitatiivinen on myös hinnaltaan osoitustestiä edullisempi.		
Asiantuntijat	Kemisti Annukka Mäki, annukka.maki@hus.fi, (09) 471 72573, 050 427 9201, lääkäri Jaakko Parkkinen, jaakko.parkkinen@hus.fi, (09) 471 74308.		
Tiedustelut	Meilahden sairaalan laboratorio puh. (09) 471 72575		
Allekirjoitukset	Jaakko Parkkinen Meilahden sairaalan laboratorio osastonylilääkäri, vastuuyksikön päällikkö jaakko.parkkinen@hus.fi puh. (09) 471 74308	Annukka Mäki Meilahden sairaalan laboratorio kemisti annukka.maki@hus.fi puh. (09) 471 72573	
Jakelu	Laboratoriojakelu HUS-piirin sairaaloiden laboratoriot Espoon, Helsingin ja Vantaan perusterveydenhuollon ylilääkärit Peijaksen sairaalan lääkärit Jorvin sairaalan ylilääkärit ja osastot Lohjan yli- ja apulaisytilääkärit Länsi-Uudenmaan sairaalan lääkärit ja osastonhoitajat Porvoon ylilääkärit, erikoislääkärit ja sairaalalääkärit Hyvinkään sairaalan lääkärit ja osastot HUSLABin intranet-sivut HUSLABin Internet-sivut Ulkopuoliset asiakkaat HUS:n kliiniset toimialat		