

## Meilahden sairaalan Päivystyslaboratorion tutkimukset siirtyvät Meilahden Automaatiolaboratorioon 1.12.2010 – tiedote laboratorioille

|                                |   |   |
|--------------------------------|---|---|
| <b>Asia</b>                    | Meilahden sairaalan kliinisen kemian ja hematologian laboratorio luopuu erillisestä Päivystyslaboratoriosta ja siirtää päivystystutkimukset 1. kerrokseen Automaatiolaboratorioon <b>1.12.2010 alkaen</b> .   |   |
|                                | Nykyisen Päivystyslaboratorion tilaan Meilahden sairaalan 2. kerrokseen jää <b>ainoastaan</b> näytteenottopiste, jonne ei kuitenkaan saa toimittaa näytteitä muualta.   |   |
| <b>Näytteet</b>                | Hoitoyksiköiden itse ottamat näytteet on toimitettava Meilahden laboratorion näytteiden vastaanottoon <b>1. kerrokseen</b> joko viemällä tai putkipostitse osoitteeseen <b>1100 tai 1200</b> . Kuitenkin perusvirtsanäytteet ( <b>U -Solut, U -KemSeul, U -BaktVi</b> ) toimitetaan suoraan Lasten ja nuorten sairaalan laboratorioon, <b>putkipostiosoitteeseen 5300</b> . |   |
| <b>Näytteiden lähettäminen</b> | Päivystysnäytteet pakataan <b>punaisiin</b> Styrox –koteloihin, jotta ne erottuisivat muista näytteistä.  |   |
| <b>Näytteenotto-tarvikkeet</b> | Hoitoyksiköt hakevat virtsatutkimusten näyteastiat ja mahdolliset muut erityistarvikkeet kuten viljelymaljat ja erikoisputket näytteiden vastaanotosta. Päivystysaikana näitä voi tiedustella Automaatiolaboratoriosta, <b>puh. (09) 471 72645</b> .  |   |
| <b>Taksit päivystysaikana</b>  | Taksit ohjataan tuomaan muualta HUS-piirin alueelta tulevat näytteet Meilahden Verikeskuksen ovelle.  |   |
| <b>Puhelinnumerot</b>          | <b>Puh. (09) 471 72645</b> siirtyy 1. kerrokseen Automaatiolaboratorioon päivystysalueelle.<br><b>Puh. (09) 471 72642</b> jää Päivystysalueen näytteenottopisteeseen 2. kerrokseen.<br><b>Puh. (09) 471 74425</b> siirtyy lääkeainemääritysten työpisteeseen (huone L1.032)   |   |
| <b>Vastausvälitys</b>          | Putkipostin lisääntynyt käyttö saattaa hidastaa vastausvälitystä. Pyydämme Teitä kirjamaan mahdolliset annetut palautteet ja välittämään ne tiedoksemme. Vastauksia voi tarvittaessa tiedustella päiväaikana puhelinnumerosta (09) 471 72579, päivystysaikana puhelinnumerosta (09) 471 72645.  |   |
| <b>Tiedustelut</b>             | Sirpa Pohjala, kliininen asiantuntija, puh. 050 428 6517<br>Annukka Mäki, kemisti, puh. 69201 (tai 050 427 9201)<br>Terttu Kerman, osastonhoitaja, puh. 61122 (tai 050 427 1122)<br>Timo Kouri, vastuuyksikön päällikkö, puh. 61252 (tai 050 427 1252)  |   |
| <b>Allekirjoitukset</b>        | Terttu Kerman<br>osastonhoitaja<br>Meilahden sairaalan laboratorio<br>puh. 050 427 1122   | Timo Kouri<br>vastuuyksikön päällikkö<br>Meilahden sairaalan laboratorio<br>puh. 050 427 1252 |
| <b>Jakelu</b>                  | Laboratoriojakelu<br>Meilahden sairaalan laboratorio<br>Haartmanin sairaalan laboratorio<br>Lasten ja nuorten sairaalan laboratorio<br>Naistenklinikan laboratorio<br>HUSLABin Internet-ohjekirjan liitteet   |   |