

## **Veren sytomegalovirus pp65 antigeeni, -CMViAg tutkimuksen lopettaminen 1.1.2011 alkaen**

<b>Tutkimus</b>	<b>4014 - CMViAg -Sytomegalovirus, pp65 antigeeni</b>	
<b>Asia</b>	Tutkimuksen lopettaminen	
<b>Johdanto</b>	Elinsiirtopotilaiden CMV-infektion osoittamiseksi on saatavilla kvantitatiivisempi menetelmä, minkä vuoksi suositellaan siihen siirtymistä. Elinsiirtopotiilaan CMV-infektion osoittamiseksi verestä suositellaan kvantitatiivisen CMV-DNA tutkimuksen (KL 4777 P -CMVnh) käyttöä.	
<b>Perustelut</b>	Päällekkäisten tutkimusten karsiminen HUSLABissa ja ajanmukaisten laboratoriotutkimusten käyttö elinsiirtopotilaiden CMV-infektioiden diagnostiikassa. Virologian yksikössä on saatavilla kvantitatiivinen, reaaliaikainen, akkreditoitu geenimonistusmenetelmällä tehtävä tutkimus.	
<b>Tiedustelut</b>	Transplantaatiopatologian laboratorio puh. 050 427 1399	
<b>Allekirjoitukset</b>	Anne Räisänen-Sokolowski osastonylilääkäri Transplantaatiopatologian laboratorio puh. 050 427 0524	Heikki Helin ylilääkäri, vastuualuejohtaja Patologian vastuualue puh. 050 427 1907
<b>Jakelu</b>	Laboratoriojakelu HUS-piirin sairaaloiden laboratoriot Espoon, Helsingin ja Vantaan perusterveydenhuollon ylilääkärit Peijaksen sairaalan lääkärit Jorvin sairaalan ylilääkärit Jorvin sairaalan osastot Lohjan yli- ja apulaisyylilääkärit Länsi-Uudenmaan sairaalan lääkärit ja osastonhoitajat Porvoon ylilääkärit, erikoislääkärit ja sairaalalääkärit Hyvinkään sairaalan lääkärit ja osastot HUSLABin Internet-ohjekirjan liitteet Ulkopuoliset asiakkaat HUS:n kliiniset toimialat	