

Fibriinin D-dimeerit -tutkimuksen lyhenne muuttuu 1.10.2010: 4113 P -FiDD

Tutkimus	4113	vanha lyhenne: P-D-Dimeer uusi lyhenne: P -FiDD	P -Fibriinin D-dimeerit
Asia	Fibriinin D-dimeerit -tutkimuksen lyhenne muuttuu 1.10.2010 Kuntaliiton kansallisen nimikkeistösuosituksen mukaiseksi. Tutkimuksen uusi lyhenne on P -FiDD (vanha lyhenne P-D-Dimeer). Tutkimusnumero 4113 ja tutkimuksen nimi pysyvät ennallaan.		
Asiantuntijat	lääkäri Lotta Joutsu-Korhonen, lotta.joutsu-korhonen@hus.fi, 050 427 2402 ja kemisti Aija Helin, aija.helin@hus.fi, 050 427 2475.		
Muuta	Fibriinin D-dimeerit -tutkimusta käytetään laskimotukoksen tai keuhkoembolian poissulkuun, tukoksen uusiutumisriskin arviointiin sekä vaikean, yleistyneen hyytymishäiriön selvittelyissä tai seurannassa. D-dimeeri on fibriinin hajoamistuote, jota vapautuu verenkiertoon fibrinolyysin seurauksena.		
	Tutkimus 4113 P -FiDD on edelleen saatavissa päivittäin kaikkina vuorokauden aikoina.		
Tiedustelut	Meilahden sairaalan laboratorio, puh. kanslia (09) 471 72579, päivystysaikana (09) 471 72645 tai oman sairaalan laboratorio.		
Allekirjoitukset	Lotta Joutsu-Korhonen erikoislääkäri Kliininen kemia ja hematologia p. 050 427 2402	Aija Helin sairaalakemisti Kliininen kemia ja hematologia p. 050 427 2475	Piia Aarnisalo ylilääkäri, vastuualuejohtaja Kliininen kemia ja hematologia p. 050 427 0447
Jakelu	Laboratoriojakelu HUS-piirin sairaaloiden laboratoriot Espoon, Helsingin ja Vantaan perusterveydenhuollon ylilääkärit Peijaksen sairaalan lääkärit Jorvin sairaalan ylilääkärit Jorvin sairaalan osastot Lohjan yli- ja apulaisyylilääkärit Länsi-Uudenmaan sairaalan lääkärit ja osastonhoitajat Porvoon ylilääkärit, erikoislääkärit ja sairaalalääkärit Hyvinkään sairaalan lääkärit ja osastot HUSLABin Internet-ohjekirjan liitteet Ulkopuoliset asiakkaat HUS:n kliiniset toimialat		