

Kvantitatiivinen HBsAg-määritys tutkimusvalikoimaan 11.10.2010

Tutkimus	20885	S-HBsAgkv	S-Hepatiitti B-virus, s-antigeeni (kvant)
Asia	Uusi tutkimus		
Johdanto	Lisäämme tutkimusvalikoimaamme uuden hepatiitti B-serologian tutkimuksen 11.10.2010 alkaen.		
Perustelut	Seerumin kvantitatiivista HBsAg –määritystä käytetään kroonista B-hepatiittia sairastavien potilaiden antiviraalihoidon tehon monitoroinnissa.		
Asiantuntijat	lääkäri Maija Lappalainen, maija.lappalainen@hus.fi, (09) 191 26772, 040 838 4004, lääkäri Jukka Suni, jukka.suni@hus.fi, (09) 191 26347, 040 838 4012		
Indikaatiot	Hepatiitti B -viruksen s-antigeenin (HBsAg) pitoisuuden määrittäminen seerumista/plasmasta.		
Näyte	2-4 ml seerumia tai plasmaa (EDTA).		
Menetelmä	Entsyymi-immunologinen menetelmä (EIA). Tulos vastataan numeerisena ja yksikkö on IU/ml.		
Suorituskyky	Testin analyttinen herkkyys on 0.05 IU/ml.		
Tekotiheys	Työpäivinä (ma-pe)		
Tiedustelut	Virologian ja immunologian osasto, virologian yksikkö, p. (09) 191 26564.		
Allekirjoitukset	Maija Lappalainen dosentti, osastonylilääkäri, vastuuyksikön päällikkö Virologian ja immunologian osasto p. (09) 191 26772	Martti Vaara professori, ylilääkäri, vastuualuejohtaja Kliinisen mikrobiologian vastuualue p. (09) 471 75822	
Jakelu	Laboratoriojakelu HUS-piirin sairaaloiden laboratoriot Espoon, Helsingin ja Vantaan perusterveydenhuollon ylilääkärit Peijaksen sairaalan lääkärit Jorvin sairaalan ylilääkärit Jorvin sairaalan osastot Lohjan yli- ja apulaisytilääkärit Länsi-Uudenmaan sairaalan lääkärit ja osastonhoitajat Porvoon ylilääkärit, erikoislääkärit ja sairaalalääkärit Hyvinkään sairaalan lääkärit ja osastot HUSLABin Internet-ohjekirjan liitteet Ulkopuoliset asiakkaat HUS:n kliiniset toimialat HYKS:n infektio klinikka/sihteeri		