

Plasman kvalitatiivinen Troponiini T –tutkimus lopetetaan Kirurgisen sairaalan laboratoriossa 3.11.2010 alkaen

Tutkimus	4464	P -TnT-O	P -Troponiini T (kval)
Asia	Lopetettava tutkimus		
Perustelut	Plasman kvantitatiivinen Troponiini T -tutkimus (4532 P -TnT) on osoitustestiä herkempi ja se on saatavana kaikkina vuorokauden aikoina. Kvantitatiivinen plasman Troponiini T -tutkimus on myös hinnaltaan osoitustestiä edullisempi.		
Tiedustelut	Kirurgisen sairaalan laboratorio, puh. (09) 471 88322		
Allekirjoitukset	Piia Aarnisalo ylilääkäri, vastualuejohtaja HUSLAB Kliinisen kemian ja hematologian vastualue puh. 050 427 0447		Kaija Inkinen kemisti HUSLAB Kirurgisen sairaalan laboratorio puh. 050 427 0447
Jakelu	Kirurgisen sairaalan ylilääkärit ja osastonhoitajat Helsingin perusterveydenhuollon ylilääkärit HUSLABin Internet-ohjekirjan liitteet		