

Seerumin Netilmysiini (3236 S -Netil) -tutkimuksen tekotiheys muuttuu

Tutkimus	3236	S -Netil	S -Netilmysiini
Asia	Seerumin Netilmysiinin (3236 S –Netil) tekotiheys muuttuu. Tutkimus on saatavilla joka päivä klo 7.00 – 21.00 välillä. Muutos astuu voimaan 9.5.2011.		
Yhteyshenkilöt	lääkäri Janne Backman, janne.backman@hus.fi, (09) 471 73914, (09) 471 73314 kemisti Kaija Inkinen, kaija.inkinen@hus.fi, 050 427 4995		
Näyteastia	Seerumi-geeliputki 5 ml		
Näyte	0.5 ml seerumia. Lähetys huoneenlämpöisenä, jos näyte perillä vuorokauden kuluessa. Näyte säilyy jääkaapissa viikon.		
Tekotiheys	Päivittäin, klo 7.00 -21.00		
Tulokset valmiina	Samana päivänä		
Tiedustelut	Kirurgisen sairaalan laboratorio puh. (09) 471 88252		
Allekirjoitukset	Kaija Inkinen kemisti HUSLAB Meilahden sairaalan laboratorio puh. 050 427 4995	Vappu Sirén vastuuyksikön päällikkö HUSLAB Kirurgisen sairaalan laboratorio puh. 050 427 0891	Piia Aarnisalo ylilääkäri, vastuualuejohtaja HUSLAB Kliinisen kemian ja hematologian vastuualue puh. 050 427 0447