

Kiireettömien virtaussytometrinen immunofenotyyppitystutkimusten näytteenotto arkipäivisin vain ma-to 4.6.2012 alkaen

Tutkimukset	8302	B –LyDiff-T	B –Immunofenotyyppitys, lymfosyyttien alaluokat
	4240	Ly-T-CD4	B –Immunofenotyyppitys, T-auttajasolut
	8093	Ly-T-CD3/4	B –Immunofenotyyppitys, T-solut ja T-auttajasolut
	8306	Ly-TTCD4/8	B –Immunofenotyyppitys, T-auttaja/estäjäsolujen suhde
	20085	B -Freibur	B –Immunofenotyyppitys, CVI-taudin Freiburgin luokitus
	8356	B –LyDiKLL	B –Immunofenotyyppitys, krooninen lymfoprolif tauti
	8357	Bm-LyDiKLL	B –Immunofenotyyppitys, krooninen lymfoprolif tauti
	20815	Bm-MM-IFT	Bm-Immunofenotyyppitys, multippleli myelooma
	8348	Li-LMark-H	Immunofenotyyppitys, leukosyytit, likvorista
	9327	Bm-KLL-Res	Bm-Immunofenotyyppitys, kroonisen lymfoproliferatiivisen taudin jäännöstauti

Asia

Suosittelemme HUSLABissa, että kiireettömien virtaussytometrinen immunofenotyyppitystutkimusten näytteenotto tulee pyrkiä rajoittamaan vain arkipäiviin, maanantain ja torstain väliseen aikaan. Näytteenottoa perjantaisin ja arkipäivien aattona tulee välttää.

Jos näytteenotto ja tuloksen saaminen on potilaan hoidon kannalta välttämätöntä perjantaina tai arkipäivän aattona, tulee näytteen olla Meilahden sairaalan laboratoriossa viimeistään klo 12 mennessä. Näytteen käsittely ja analysointi kestävät 2-4 tuntia ja näyte säilyy vain 24 tuntia.

Yhteyshenkilöt

lääkäri Sanna Siitonen, sanna.siitonen@hus.fi, 050 427 2521

lääkäri Sorella Ilveskero, sorella.ilveskero@hus.fi, 050 427 4994

Tiedustelut

Meilahden sairaalan laboratorio puh. (09) 471 74305 tai yhteyshenkilöt

Allekirjoitukset

Sanna Siitonen
erikoislääkäri

HUSLAB
Meilahden sairaalan laboratorio
puh. 050 427 2521

Timo Kouri
osastonylilääkäri, vastuuyksikön
päällikkö
HUSLAB
Meilahden sairaalan laboratorio
puh. (09) 471 74308 tai 050 427 1252