

Ruoka-aine IgE-tutkimusten vastaustapa muuttuu 1.6.2012 alkaen

Tutkimus	3836	S –AllIgE (ruoka-aineet)	S -Allergeeni, IgE vasta-aineet (ruoka-aineet)
Asia	Vastauskäytäntömuutos		
Johdanto	Ruoka-ainesiedätyshoitojen yleistyessä on tullut tarvetta seurata tulostasoa myös yli 100 kU/l tuloksissa. Tämän johdosta olemme alkaneet vastata ruoka-aine-IgE-tutkimusten kaikki tulokset numeerisina. (Esim. ennen yli 100 kU/l, nyt 525 kU/l)		
Yhteyshenkilöt	kemisti Leena Riittinen, leena.riittinen@hus.fi, 050 427 1307 lääkäri Aaro Miettinen, aaro.miettinen@hus.fi, 050 427 2035		
Näyteastia	Seerumi-geeliputki 5 ml		
Menetelmä	Immunofluorometrinen. Phadia ImmunoCAP. Akkreditoitu menetelmä, mukautuva pätevyysalue.		
Tulokset valmiina	3-5 työpäivässä		
Viitearvot	<i>kaikki..... alle 0.35 kU/l</i>		
Tiedustelut	Iho- ja allergiasairaalan laboratorio puh. (09) 471 86420		
Allekirjoitukset	Leena Riittinen kemisti HUSLAB Virologian ja immunologian osasto puh. 050 427 1307	Maija Lappalainen osastonylilääkäri, vastuuyksikön päällikkö HUSLAB Virologian ja immunologian osasto puh. 050 427 4440	Martti Vaara, professori, vastuualuejohtaja HUSLAB Kliinisen mikrobiologian vastuualue puh. 040 838 4013