

## Pt-Vainajan tahdistimen poisto (21378 Pt-Tahdist) HYKSin sairaaloiden potilaat

**Tutkimus** 21378 Pt-Tahdist Pt-Vainajan tahdistimen poisto

**Asia** Uusi tutkimus

Patologian laboratoriot ottavat käyttöön 1.1.2015 alkaen tutkimusnimikkeen 21378 Pt-vainajan tahdistimen poisto, Pt-tahdist. Sydämentahdistimet ja muut ihon alle asennetut sähköiset laitteet ovat ongelmajätettä ja tulisi poistaa vainajasta asianmukaisella tavalla. Jos vainajalle tehdään lääketieteellinen ruumiinavaus, poistetaan tahdistin ruumiinavauksen yhteydessä ilman erillistä pyyntöä. Muille, esimerkiksi vain säilytykseen tuleville, vainajille tulee tehdä tahdistimen poistopyyntö Weblabiin, jos poisto suoritetaan HUSLAB Meilahden patologian laboratorioden obduktio-osaston tai HUSLAB Jorvin patologian laboratorion obduktio-osaston toimesta. On myös huomioitava, että vainajalla oleva defibrilloiva tahdistin on inaktivoitava **lähettävässä yksikössä** ennen poistoa.

Tiedote koskee vain HYKSin sairaaloiden potilaita. Muiden HUSin yksiköiden tahdistimen poistot tehdään lähettävien yksiköiden toimesta.

**Yhteyshenkilöt** lääkäri Päivi Heikkilä, paivi.heikkila@hus.fi, 050 427 1902 lääkäri Maria Laari, maria.laari@hus.fi, 050 427 9289

**Tulkinta** Tutkimuksesta ei anneta erillistä vastausta.

**Tiedustelut** HUSLAB, Meilahden patologian laboratorioden obduktio-osasto  
 puh. 09 471 76390 tai 050 427 1922 HUSLAB

Jorvin patologian laboratorion obduktio-osasto  
 puh. 09 471 82680 tai 050 427 1271

|                         |   |  |   |
|-------------------------|---|--|---|
| <b>Allekirjoitukset</b> | Maria Laari<br>Osastonlääkäri<br>HUSLAB<br>Meilahden patologian laboratoriot<br>puh. 050 427 9289 | Päivi Heikkilä<br>Ylilääkäri<br>HUSLAB<br>Meilahden patologian laboratoriot<br>puh. 050 427 1902 | Tuula Sariola<br>Osastonhoitaja<br>HUSLAB<br>Meilahden patologian laboratoriot<br>puh. 050 427 0561 |
|-------------------------|---|--|---|