

## APC-resistenssi -tutkimuksen (4378 P -APCres) viitearvot muuttuvat 15.2.2016

|                         |   |  |  |
|-------------------------|---|--|--|
| <b>Tutkimus</b>         | 4378  | P -APCres  | P -APC-resistenssi   |
| <b>Asia</b>             | Reagenssimuutoksen seurauksena tutkimuksen tulostaso on laskenut. Tuloksena ilmoitettava suhdeluku (APTT-aika aktivoidun proteiini C:n lisäämisen jälkeen ja APTT-aika ennen lisäystä) 2,2 tai alle viittaa ns. APC-resistenssiin. Aikaisempi viitearvo on ollut 2,3. |  |  |
| <b>Yhteyshenkilöt</b>   | osastonylilääkäri Lotta Joutsu-Korhonen, lotta.joutsu-korhonen@hus.fi, 050 427 2402 ja sairaalakemisti Jari Leinonen, jari.leinonen@hus.fi, 050 427 0591  |  |  |
| <b>Viitearvot</b>       | <i>kaikki..... yli 2.2</i>  |  |  |
| <b>Tiedustelut</b>      | Hyytymistutkimukset, laboratorio puh. 09 471 74303 tai 74330 tai 23299.   |  |  |
| <b>Allekirjoitukset</b> | Lotta Joutsu-Korhonen<br>osastonylilääkäri<br>HUSLAB<br>Hyytymistutkimukset<br>puh. 050 427 2402  | Jari Leinonen<br>sairaalakemisti<br>HUSLAB<br>Hyytymistutkimukset<br>puh. 050 427 0592 | Arto Orpana<br>prosessivastuuhenkilö<br>HUSLAB<br>Automaatiolaboratorio<br>puh. 050 427 0647 |