

S -Inhibiini B (20040 S -InhibB) alihankintalaboratorion ja viitevälien muutos siirtyy

Asia Tutkimuksen S -Inhibiini B (20040 S -InhibB) alihankintalaboratorion muutos siirtyy arviolta heinäkuulle 2018 sopimusteknisistä syistä. Alkuperäinen muutospäivä oli 21.12.17. Uudesta siirtopäivästä tiedotetaan, kun asia on ajankohdittainen.

Ohjeelliset viitevälit Naiset
Hyperovulaatio: <3000 ng/l
Normaali kierto (huippupitoisuus ovulaation aikana): 5 - 200 ng/l
Postmenopausaaliset: <5 ng/l
 Miehet <400 ng/l

Tekopaikka ja tiedustelut HYKS-instituutti Oy, Lastentautien laboratorio, puh. 09 471 71942

Allekirjoitukset	Mikko Anttonen	Henrik Alfthan	Lotta Joutsu-Korhonen
	erikoistuva lääkäri	kemisti	vs. ylilääkäri, linjajohtaja
	HUSLAB	HUSLAB	HUSLAB
	Erikoiskemia ja	Erikoiskemia	Kliininen kemia ja
	Automaatiolaboratorio		hematologia
	puh. 050 464 4654	puh. 050 427 1547	puh. 050 427 2402