

Näytteiden tekopäivä muuttuu maanantaiksi B -Ly-S -tutkimuksessa (4337) 4.9.2017 alkaen

Tutkimus	4337	B -Ly-S	B -Lymfosyytit, stimulaatiokoe
Asia	Yleisasia		
Yhteyshenkilöt	lääkäri Hanna Jarva, hanna.jarva@helsinki.fi, 050 427 9816 lääkäri Eliisa Kekäläinen, eliisa.kekalainen@hus.fi, 050 427 9344		
Indikaatiot	Immuunipuutosepäily		
Näyteastia	Li-hepariiniputki 5/4 ml		
Näyte	Tekopäivä muuttuu 4.9.2017 alkaen tiistaista maanantaiksi. Näytteen on oltava tuore, tekopäivänä (4.9.2017 alkaen) otettu ja näyte on toimitettava immunologian yksikön laboratorioon maanantaina klo 14 mennessä.		
Menetelmä	Stimulaatio ja virtaussytometria		
Tekotiheys	Tutkimus tehdään kerran viikossa maanantaisin 4.9.2017 alkaen		
Tiedustelut	Virologian ja immunologian laboratorio, Infektioserologia-työpiste, puh. 050 427 2470		
Allekirjoitukset	Hanna Jarva Erikoislääkäri HUSLAB Virologia ja immunologia puh. 050 427 9816	Eliisa Kekäläinen Erikoistuva lääkäri HUSLAB Virologia ja immunologia puh.050 427 9344	Maija Lappalainen Ylilääkäri, linjajohtaja HUSLAB Kliininen mikrobiologia puh. 040 838 4004