

B -CMVVi Kokoveren sytomegalovirusviljely lopetetaan; Likvorin laaja virusviljely tutkimuspyynnöllä -VirVi lopetetaan 21.9.2018

Tutkimukset	4962	B -CMVVi	B -Sytomegalovirus, viljely
	2975	-VirVi	-Virus, viljely
Asia	Veren sytomegalovirusviljelyn sekä likvorin laajan virusviljelyn lopettaminen		
Perustelut	<p>Veren sytomegalovirusviljely on vähän käytetty ja epäherkkä menetelmä. Sen sijaan suositellaan herkempää menetelmää, plasman kvantitatiivista nukleinihaponosoitusta 4777 P -CMVNH, jota tehdään kaikkina arkipäivinä.</p> <p>Likvorin virusviljely on vähän käytetty, epäherkkä ja paljon näyttemateriaalia vaativa menetelmä. Sen sijaan suositellaan herkempiä virusspesifejä nukleinihaponosoitustestejä.</p> <p>HUOMIOITAVAA: Virusviljelytutkimus 2975 -VirVi muista näytelaaduista jatkuu entisellään.</p>		
Tiedustelut	Virologia ja immunologia, Virusviljelylaboratorio, puh. 050 427 2128		
Allekirjoitukset	Eeva Auvinen Laboraattori HUSLAB Virologia ja immunologia puh. 040 838 4010	Mirja Puolakkainen Erikoislääkäri HUSLAB Virologia ja immunologia puh. 050 551 2006	Maija Lappalainen Linjajohtaja HUSLAB Klininen mikrobiologia puh. 040 838 4004